

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC: THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số: 462/BVĐKKVLT-KD, ngày 10/9/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành)

STT	Phân loại	Tên hoạt chất/ Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật, thông số kỹ, thành phần	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1	A	Dung dịch Panthenol nano bạc dạng xịt (hoặc tương đương)	Dạng dung dịch xịt dùng ngoài da; chứa Dexpanthenol (Provitamin B5) 4,63 g/100 g và dung dịch Nano bạc 1,0 g/100 g; dùng để làm mát, làm dịu, dưỡng ẩm và hỗ trợ chăm sóc, phục hồi da; chai có vòi xịt	Chai	500	
2	A	Gel làm giảm sẹo	Trong 1g Gel chứa: Dimethicone 0,68g + Cyclomethicone 0,1g + Dimethiconol 0,05g + Dimethicone Crosspolymer 0,05g + Trimethylsiloxysilicate 0,05g + Squalane 0,05g + C30-45 Alkyldimethylsilyl Polypropylsilsesquioxane 0,02g	Hộp	500	
3	A	Dung dịch súc miệng họng	Dung dịch súc miệng họng; chứa Chlorhexidine digluconate 0,2%; sử dụng để vệ sinh, sát khuẩn khoang miệng và họng, hỗ trợ phòng ngừa/nhiễm khuẩn vùng miệng họng theo mục đích sử dụng của sản phẩm; chai 250 ml;	Chai	1.000	
4	A	Dung dịch Xịt miệng, họng	Povidone – iodine: Glycerin, menthol, ethanol, kali iodid, kali iodat	Chai	500	
5	A	Dung dịch Xịt mũi	Povidone- iodine, Hypomellose, Potassium iodide, Potassium iodate, Sodium hydroxyd, Dibasic sodium phosphate, Sodium chloride, Menthol, Propylene glycol, Ethanol, Glycerin, Nước tinh khiết vừa đủ	Chai	500	
6	A	Dung dịch vệ sinh mũi – viêm mũi, nước biển sâu	Dung dịch xịt vệ sinh mũi, sử dụng ngoài; thành phần chính: nước biển sâu tự nhiên, giàu muối khoáng và các nguyên tố vi lượng; dạng phun sương, giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, hỗ trợ thông thoáng khoang mũi, dễ thở và hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mũi, viêm xoang; dung tích 75 ml/chai; chai có vòi xịt	Chai	600	
7	A	Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương, chai 75 ml	Dung dịch xịt mũi dạng phun sương; chứa Natri clorid (NaCl) 2,4%; có các nguyên tố vi lượng từ nước biển sâu như Cu ²⁺ , Zn ²⁺ ; dùng để vệ sinh khoang mũi, loại bỏ dịch nhầy, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng; hỗ trợ thông mũi, giảm nghẹt mũi bằng cơ chế thẩm thấu; sử dụng trong các trường hợp nghẹt mũi, cảm cúm, viêm xoang, viêm mũi dị ứng; quy cách chai 75 ml; dạng phun sương tạo hạt mịn;	Chai	600	
		Tổng cộng 07 mặt hàng				